

Ławka rehabilitacyjna do pionizacji z matą grzejną ŁRPG



Symbol

ŁRPG

Podgrzewana ławka rehabilitacyjna do pionizacji

Ławka rehabilitacyjna do pionizacji ŁRPG z pasem wibracyjnym, mechanizmem składania i funkcją ogrzewania. Nowoczesny design. Alternatywny system rozluźnienia mięśni. Pomocna przy długotrwałych przeciążeniach kręgosłupa spowodowanych długotrwałą pozycją siedzącą lub stojącą.

Opis

Podgrzewana ławka rehabilitacyjna do pionizacji ŁRPG jest narzędziem o wszechstronnym zastosowaniu, które zostało opracowane w celu wzmocnienia górnych partii ciała. Jest również pomocny w leczeniu przewlekłych **bólów pleców i kręgosłupa**. Stałe utrzymywanie pozycji siedzącej lub stojącej jest typowe dla naszego trybu życia i powoduje długotrwałe obciążenia kręgosłupa. W konsekwencji prowadzi to do licznych uszkodzeń i deformacji. **Najczęstsze uszkodzenia dotyczą:** dysków międzykręgowych, stawów biodrowych, narządów wewnętrznych, a także układu krążenia w nogach.

Te przykre następstwa mogą być wyeliminowane w najbardziej naturalny sposób, jakim jest odwrócenie postawy ciała górną do dołu. Najlepsze wykorzystanie **Podgrzewanej ławki rehabilitacyjnej ŁRPG** to przyjmowanie pozycji, w której głowa znajduje się niżej niż nogi. Taka pozycja przyczynia się do odprężenia mięśni i pozytywnie wpływa na ciało. Przy regularnym stosowaniu prowadzi do pozbycia się niekomfortowych dolegliwości i poprawia wydolność układu oddechowego.

Podgrzewana ławka rehabilitacyjna ŁRPG ma wbudowane funkcje wibracji i ogrzewania oraz odpinany pas, który przylega bezpośrednio do kręgosłupa. Wibracje i podwyższona temperatura sprzyjają ogólnemu rozluźnieniu najbardziej spiętych partii ciała, pomagają stymulować mięśnie pleców i mają

bardziej kompleksowe i skuteczne działanie od większości klasycznych form rozluźniających. Pas wibracyjny posiada trzy programy ustawienia drgań: stały stopień wibracji oraz wibrujący na przemian w zewnętrznej i środkowej części pasa. Istnieje możliwość całkowitego wyłączenia ogrzewania i pozostawienia jedynie trybu wibracji. Czas trwania wibracji może być ustawiony na 5 lub 10 minut. Istnieje również możliwość całkowitego odpięcia pasa.

Podgrzewana ławka rehabilitacyjna ŁRPG

jest wykonana z wytrzymałego materiału stalowego, który w połączeniu z miękką podkładką zapewnia maksymalny komfort podczas ćwiczeń. Nośność ławki 150 kg oraz regulowany system blokowania wpływają na pełną funkcjonalność ławki. Wszystkie te cechy, włącznie z pozytywnym oddziaływaniem na postawę kręgosłupa, spowodowały, że **Podgrzewana ławka rehabilitacyjna ŁRPG** stała się bardzo popularnym sprzętem wykorzystywanym w warunkach domowym, ośrodkach rehabilitacji.

Opis techniczny:

- Wytrzymała, solidna rama stalowa
- **System ogrzewania**
- **Zdejmowany pas wibracyjny**
- Wyściełane miękkim materiałem oparcie
- Powierzchnia skóry syntetycznej
- **Wymiary oparcia:** 110 x 45 cm
- **Wysokość wyściółki:** 5-10 cm (w zależności od lokalizacji)
- **3 pozycji odchylenia:** 20 ° / 40 ° / 60 °
- **Możliwość pochylenia w całości w położeniu pionowym do góry nogami**
- Regulowany system blokowania
- Prosty mechanizm montowania
- Gumowane uchwyty
- **Zalecana wysokość ciała:** 155-198 cm
- **Wymiary urządzenia:** długość 145 x szerokość 69 x wysokość 160 cm
- **Przestrzeń potrzebna do wykonywania ćwiczeń:** D 250 x S 100 x W 250 cm
- **Wymiary po złożeniu:** D 195 x S 74 x W 45 cm
- **Ładowność:** 150 kg
- **Waga:** 28 kg
- Odpowiednia do stosowania w warunkach domowych

Funkcje pasa wibracyjnego:

- **Pas bezpieczeństwa:** ustawienia mocy cieplnej

- **Ustawienie (Czas):** 5 minut, 10 minut
- **Intensywności drgań (Intensity):** 3 poziomy (H1, H2, H3)
- **Różnice (drgania):** Stała, AC (ekstremalne wibracje i center)
- **Ustawienia grzewcze:** on / off (naciskając przycisk energii cieplnej)
- **Zdejmowanie:** Przytrzymaj (4 sekundy) przyciski ciepłoeneregetycznego

Zastosowanie:

- Profilaktyka i leczenie długotrwałych bólów pleców i kręgosłupa
- Aktywne odprężenie mięśni
- Zwiększenie wydolności dróg oddechowych
- Usprawnia krążenie żyłne nóg
- Pomaga przy przeciążeniu dysków międzykręgowych
- Pomaga przy przeciążeniu stawu biodrowego

Parametry ławki	Maksymalna nośność 150 kg Waga produktu 28 kg Mechanizm składania Tak Wymiary urządzenia 145 x 69 x 160 Grubość wyściółki 10 cm Materiał konstrukcyjny Stal Maks. wzrost użytkownika 198 cm
-----------------	---